

WEB+APP UI/UE DESIGN

奥世美 牙齿正畸

LET TRADITION BE GREAT AGAIN

让传统再次伟大

2022



Product Presentation

产品介绍

奥世美病例提交系统，是面向专业正畸牙科医生打造的**数字化病例提交与进度管理平台**。系统支持病例资料提交、产品制作跟踪与移动端管理，帮助医生更高效地完成病例流转。

依托本土化服务优势，平台可缩短产品制作周期，并通过 App 端实现随时随地提交与跟进，为医生带来更快速、便捷的使用体验。

该系统具备**病例高效提交**、**制作进度追踪**、**移动端便捷管理**三大功能特性，全面提升正畸病例服务效率与产品交付体验。

病例高效提交

Case submission efficiency



医生可快速提交病例资料与相关附件，减少沟通成本，提升病例流转效率。

制作进度追踪

Production progress tracking



实时查看病例制作状态，清晰掌握各环节进度。

移动端便捷管理

Mobile case management



支持 App 端随时提交与跟进病例，使用更灵活便捷。

Demand Analysis

需求分析

基于现有系统在视觉风格、操作流程与信息层级上的体验问题，本次设计将围绕“视觉统一、流程简化、层级清晰”三个方向进行优化，提升医生端使用效率与整体产品体验。

Objective-1

视觉规范 | 建立统一的界面风格

KR1 统一色彩、字体、图标与组件样式 / KR2 建立可复用的设计规范与组件体系
KR3 优化页面布局一致性 / KR4 提升整体界面的专业感与品牌识别度

Objective-2

操作体验 | 降低使用成本与操作负担

KR1 梳理核心业务流程，减少冗余步骤 / KR2 优化重点页面交互路径
KR3 提升表单填写与病例提交效率 / KR4 增强操作反馈与引导，降低学习成本

Objective-3

信息层级 | 构建清晰易懂的内容结构

KR1 整合现有页面框架与功能入口 / KR2 明确信息主次与阅读顺序
KR3 优化导航结构，提升查找效率 / KR4 让系统更简洁、清晰、易上手



Design Specification

03

| 设计规范

色彩规范 / Color System

品牌主色

#5B8FF9

辅助色

#5B8FF9

TEXT、ICON

辅助色

#5B8FF9

TEXT、ICON

中性色

#333333


#777777

#999999

#EDEDED

#F7F8FA

字体规范 / Typography System



永

苹方

PingFang

样式	字重
奥世美	20pt/Medium
奥世美	16pt/Medium
奥世美	14pt/Regular/Medium
奥世美	12pt/Regular


Interface Presentation

界面展示

HOME PAGE

DISPLAY

首页展示



奥世美

病例管理

体检系统

牙科学院

案例集

刀医生

基本信息

资料上传

设计需求

姓名

请输入

性别

男

女

出生日期

请选择日期

机构

请输入

收货地址

请输入

联系方式

请输入

患者主诉

请输入

安氏分类

安氏 I 类

安氏 II 类

安氏 III 类

骨性分类

骨性 I 类

骨性 II 类

骨性 III 类

垂直骨面型

均角型

高角型

低角型

𪚩𪚩类型

前突

拥挤

散隙

开𪚩

深覆𪚩

深覆𪚩

前牙反𪚩

后牙反𪚩

后牙锁𪚩

上颌前突

下颌后缩

上颌发育不足

下颌前突

下一步

新建患者-基本信息

结构化表单录入，提升填写效率

将患者基础信息、分类信息与错𪚩类型整合在同一页面，通过清晰分组、必填标识与选项按钮，帮助医护人员快速完成关键信息录入，降低填写成本。

新建患者-资料上传

分类化资料上传，减少操作错误

将面向照、口内照等资料按类型分类展示，并通过示意图明确上传内容，支持点击与拖拽上传，让病例资料提交更直观高效。

奥世美

病例管理

体检系统

牙科学院

案例集

刀医生

基本信息

资料上传

设计需求

面向照

+ 点击上传/拖拽图片

* 正面像

+ 点击上传/拖拽图片

* 侧面像

+ 点击上传/拖拽图片

* 微笑像

口内照

+ 点击上传/拖拽图片

* 上牙列像

+ 点击上传/拖拽图片

* 口内右侧位像

+ 点击上传/拖拽图片

* 口内正位像

+ 点击上传/拖拽图片

* 口内左侧位像

拖拽图片文件到此框内，或点击按钮上传

点击上传图片

奥世美

病例管理

体检系统

牙科学院

案例集

刀医生

基本信息

资料上传

设计需求

治疗方式

是否拔牙

是

否

牙列状态

18 17 16 15 14 13 12 11

21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41

31 32 33 34 35 36 37 38

正常

缺失

不可粘接

不可移动

错𪚩

* 选择牙齿后点击相应状态即可更改

托槽型号

上颌

标准扭矩

U1 1.21°

U2 6.82°

U3 9.16°

U4 1.21°

U5 1.21°

下颌

标准扭矩

L1 1.21°

L2 4.59°

L3 3.72°

L4 1.21°

L5 1.21°

弓丝弯制

是否允许弓丝弯制

是

否

治疗方式

牙列信息

托槽型号

弓丝弯制

弓丝序列

矢状向设计

垂直向

水平向

其他

附加备注

定位器分组

新建患者-设计需求

专业需求结构化配置，降低填写复杂度

将治疗方式、牙列状态、托槽型号、弓丝序列及多方向设计需求进行模块化拆分，并结合牙位示意图、快捷选项与右侧锚点导航，帮助医生高效完成复杂正畸方案配置，减少遗漏与反复查找。

Interface Presentation

界面展示

Patient Details

DISPLAY

奥世美

自病例管理

体检系统

牙科学院

案例集

刀医生

铭轩

医生: 陈嘉珮

门诊: 倍康美医疗电子商务有限公司

Case ID: O2108010127

出生日期: 1995-08-06

创建时间: 2021-08-06

病例资料

3D方案

治疗概述

初始阶段

结束阶段

诊断记录

垂直向: 下颌切牙的位置: 压低1mm 下颌切牙的位置: 维持

矢状向: 上颌切牙的位置: 维持

水平向: 扩弓: 中段/扩弓1mm

磨牙关系: 一类

矫正中线: 是

是否有过小牙的处理: 否

去釉: 是

备注:

1.患者情况较复杂: 26、36、46确实, 其中36、46的骨质吸收明显, 不能完全关闭缺牙间隙, 要求下颌6点间隙保留不少于6mm, 矫治结束后做种植。

2.患者的12补的不好, 可以在其远中做片切。

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

发货状态

2021-09-15 Orth Guide已发货至中国福建省厦门市莲花五村龙昌里344号,快递类型: 顺丰速运,快递单号:SF1317980335115

生产制造

2021-09-10 该病例已制作完成

2021-09-10 该病例已进入生产制造阶段


3D方案

2021-09-09 3D方案已批准通过

2021-09-09 提交正畸设计方案 (初始方案)

质检

2021-09-15 模型质检通过!



9:41

病例详细

铭轩

出生日期: 2022-02-11

联系方式: 17429863947

医生: 陈嘉珮

机构: 上海D4美学...

3D方案

影像资料

设计信息

矫治计划

病例状态

2022-03-25 修改方案 (一)

2022-03-25 修改方案

9:41

病例详细

铭轩

出生日期: 2022-02-11

联系方式: 17429863947

医生: 陈嘉珮

机构: 上海D4美学...

3D方案

影像资料

设计信息

矫治计划

病例状态

2022-02-11

面像照片

正面照片

侧面照

微笑照

面像照片

口内右侧位像

口内正位像

口内左侧位像

口内右侧位像

口内正位像

口内左侧位像

3D方案

影像资料

设计信息

设计信息

垂直向: 下颌切牙的位置: 维持 下颌磨牙的位置: 维持

矢状向: 上颌切牙的位置: 舌向3mm

水平向: 不扩弓/磨牙关系: 一类 去釉: 否 矫正中线: 是 过小牙的处理: 无 备注: 看是否可以制作两个方案 是不拔牙。

9:41

病例详细

铭轩

出生日期: 2022-02-11

联系方式: 17429863947

医生: 陈嘉珮

机构: 上海D4美学...

3D方案

影像资料

设计信息

矫治计划

病例状态

2020-05-18 矫治计划书

9:41

病例详细

铭轩

出生日期: 2022-02-11

联系方式: 17429863947

医生: 陈嘉珮

机构: 上海D4美学...

3D方案

影像资料

设计信息

矫治计划

病例状态


Interface Presentation

界面展示

WEB 端

三维可视化建模，提升方案判断效率

通过 3D 建模呈现患者牙齿状态、托槽位置与牙位数据，支持多视角查看、矫正过程模拟、方案对比与修改反馈，帮助医生快速评估方案可行性并确认矫正路径。



3D Tooth Setup DISPLAY

APP 端


移动端方案分析

移动端支持随时查看 3D 牙齿模型、牙位数据与矫正进程，并完成方案审批和建议提交，提升诊疗效率。



Web Interface Overview

WEB端全部界面



App Interface Overview

APP端全部界面

